



Tisch - Seifenspender Serie SD

geeignet für Flüssigseifen und Lotionen,
Spendereinheit und Gewindeschacht mess.-verchr.,
von oben mit Spezialschlüssel nachfüllbar,
kompl. mit Vorratsflasche 1000 ml aus Kunststoff,
Dosiermenge 1,4 ml pro Portion/Hub

einschl. Befestigungsmaterial
Abm.: Auslauf: 102 mm

Flasche 1000 ml
Art.-Nr. **2310MV** – Best.-Nr.: **3002140005**

Optional:

Flasche 500 ml
Art.-Nr. **2305MV** – Best.-Nr.: **3002140004**

Verwendung von Seifen:

Der Seifenspender ist geeignet zum Spenden für Flüssigseifen und Lotionen.

Bitte verwenden Sie Seifen auf Pflanzenölbasis mit einer Seifenkonzentration von 10 bis 15 %.

Nicht geeignet sind auf Jod basierende antiseptische Seifen, antiseptische Lösungen, synthetische Waschlotionen und Flüssigseifen mit korrosionsfördernden Zusätzen.

Pflegeanleitung:

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel. Eine leichte Seifenlauge und ein sauberes weiches Tuch reichen zur Oberflächenreinigung völlig aus.

Bedienungsanleitung:

Der Seifenspender ist über den Drücker, durch Druck nach unten, zu bedienen. Er darf nicht über das

Auslaufrohrchen bedient werden. Der Spender ist regelmäßig zu bedienen um ein Austrocknen von Seife zu verhindern. Im Falle der Austrocknung, muss der Spender (Pumpe und Oberteil) mit Wasser gespült werden (warmes Wasser).

